

Инструкция

- Вакуумный матрас - однокамерный / трёхкамерный / монокамерный



- Вакуумный матрас полностью расправить
- При однокамерных матрасах, для товаров под номером 501 К, 517, распределить равномерно гранулат
- Необязательно: крепление ремней распределить по бокам



- Положить пациента на вакуумный матрас и закрепить ремнями
- Обложить части тела вакуумным матрасом, при этом равномерно откачать воздух
- Пациента (максимальный вес 150 кг.), вместе с вакуумным матрасом, донести до тележки-каталки



- Вместе с вакуумным матрасом положить пациента на тележку-каталку
- Пациента, в вакуумном матрасе, закрепить системой ремней безопасности тележки-каталки



- Инструкция по применению, по дезинфекции, по очистке и информация по технике безопасности находится в описании и назначении вакуумного



Примечание пользователю:
для товаров под номером 501К, 517,
820 К: приваренные ручки не тянуть в
направление сварочных поверхностей!



- Поверхность вакуумного матраса не повреждать острыми предметами или предметами с острыми краями
- Пациента транспортировать только в полностью откаченном вакуумном матрасе и с закрытым вентиляем
- Не использовать дезинфицирующие вещества высокой концентрации, растворитель, ацетон, бензин или перекись водорода (H₂O₂)
- Bei Desinfektionsmittel sind die Vorgaben des Herstellers zu beachten.